


# WICHTIGE KUNDENINFORMATION ZU IHREM HEARTSINE DEFIBRILLATOR

SAM 350P, SAM 360P, SAM 500P  
**Überprüfung des Lautsprechers!**



**MEDX5**

Autorisierter und zertifizierter Vertragspartner

**SAFE LIFE**

Ein Unternehmen der Safe Life Gruppe

# Stryker/HeartSine **SICHERHEITSINFORMATION**

**Liebe Kundin, lieber Kunde,**

wir informieren Sie über eine aktuelle Maßnahme für HeartSine Defibrillatoren der Typen SAM 350P, SAM 360P und SAM 500P (aus den Baujahren 2016-2024). Details finden Sie auf unserer Webseite <https://medx5.de/> oder über diesen Link zur BfArM.



MedX5 ist ein ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen und überprüft grundsätzlich alle Defibrillatoren vor dem Versand. Wir bestätigen Ihnen, dass Ihr(e) Gerät(e) und die Lautsprecheransage funktionierten.

Der Hersteller empfiehlt, dass Sie ergänzend zu den ohnehin erforderlichen Sichtkontrollen ca. alle drei Monate das Gerät **kurz** einschalten und sich vergewissern, dass die Sprachansage zu hören ist. Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie sich umgehend bei uns.

Ihr MedX5 Team