



HEARTSINE DEFIBRILLATOREN VERGLEICH

	SAM	SAM	SAM
ANWENDUNGSVORTEILE	350P	360P	500P
Ersthelfer und Laien Defibrillator zur Behandlung des plötzlichen Herzstillstands	✓	✓	✓
Leicht verständliche Schritt für Schritt Aufbauanleitung durch Sprachansagen und Leuchtgrafiken	✓	✓	✓
Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Kinder- und Erwachsene. 4 J. haltbar und nur einem Ablaufdatum für geringste Folgekosten. Keine unterschiedlichen Kontrollen der Ablaufzeiten notwendig!	✓	✓	✓
Optional: Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Kleinkinder < 8 J. oder < 25 kg Körpergewicht ACHTUNG! Der Einsatz bei Kleinkindern < 8 J. erfordert unbedingt eine Schulung in die unterschiedliche und korrekte Herzdruckmassage und Beatmung! Je nach Alter, Konstitution und Anatomie gelten unterschiedliche Vorgehensweisen.	✓	✓	✓
2 Tasten-Bedienung. EIN/AUS Taste, manuelle Schockauslösung	✓		✓
1 Tastenbedienung. EIN/AUS Taste, automatische Schockabgabe		✓	
Taktgeber (Metronom) zur Durchführung der 2-minütigen Herzdruckmassage (110 – 120 Schläge/Min)	✓	✓	✓
Taktgeber und Herzdruckmassageüberwachung mit Echtzeitrückmeldung wie: schneller, langsamer, fester Drücken oder gute Herzdruckmassage. Funktion ist deaktiviert bei Kleinkindern!			✓
Die HLW-Rückmeldung und Anweisung ermöglicht einen erweiterten Einsatz, wo kein Elektroschock, aber eine Herzdruckmassage erforderlich ist (z.B. Herzinfarkt)			✓
Multifunktions-Doppeltrageschale, weiteres Notfallzubehör	✓	✓	✓
TECHNISCHE MERKMALE (AUSZUGSWEISE)			
Entspricht neuem IEC 60601-1-2:214 Edition 4.0 Standard von 2019	✓	✓	✓
Gewicht, 1,1 kg bei eingelegter Batterie- und Elektrodenkassette, sehr klein und leicht zu transportieren	✓	✓	✓
IP56 , höchstes Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz Rating	✓	✓	✓
Patenterte, sichere, effiziente und besonders schonende biphasische SCOPE Technologie	✓	✓	✓
Sichere und sehr schnelle EKG Analyse inkl. Schockaufladung- und Abgabe, < 8 Sek.	✓	✓	✓
ISO, CE, UL zugelassen inkl. Luftfahrt- und Militärlizenz	✓	✓	✓
Integrierter Datenspeicher mit USB Anschluss u. a. für kostenfreie Updates	✓	✓	✓
Optional: Fernüberwachungsmöglichkeit über WLAN-Adapter (Gateway)	✓	✓	✓
WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE			
Geringste Folge- und Wartungskosten u. a. durch kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette mit nur einem Haltbarkeitsdatum.	✓	✓	✓
Wartungsfrei mit Bereitschaftsanzeige (grüne LED) und Selbstkontrolle, sofern Sie nicht dem MPG / MPBetreibV unterliegen. Alarmen bei Defekten oder niedrigem Batteriestand.	✓	✓	✓
8 Jahre Herstellergarantie und wartungsfreier Betrieb während der Gewährleistung	✓	✓	✓
24 Stunden Austauschservice für Notfälle oder nach einem Einsatz	✓	✓	✓
Kostenfreie Online Registrierung, Online Schulung (Download) und Standortregistrierung (App)	✓	✓	✓
STK – prüfbar nach MPBetreibV § 5 & § 11	✓	✓	✓
Optional: All-Inklusive Paket. Gerät kaufen und 8 Jahre keine Folgekosten (in Standby)	✓	✓	✓
Optional: Miete	✓	✓	✓
Optional: Vollwartungsvertrag	✓	✓	✓