

MIT SAM IST MEIN ZUHAUSE NUN SICHER!

Ich habe dank rascher
Hilfe und eines
SAM Defibrillators
überlebt!





EINFACH, LEBEN RETTEN!

SAM einschalten, Anweisungen folgen, sicher und schnell schocken.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Laien-Defibrillator mit **4** oder **8** Jahren MedX5 Servicegarantie
- ✓ Minimale Folgekosten durch kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette, 4 Jahre haltbar
- ✓ Kompaktes Design. Klein und leicht (nur **1,1 kg**)
- ✓ Äußerst robust. Mit **IP56** (Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz)
- ✓ Patentierte, effiziente, patientenschonende biphasische SCOPE™ Technologie
- ✓ Metronom und Kurzanweisungen zur Durchführung der Herzdruckmassage
- ✓ Artefakt- und Diskonnektions-Erkennung
- ✓ Kontinuierliche EKG- und IKG-Analyse (Impedanzkardiografie)
- ✓ Optimierte niedrigenergetische Schockabgabe bis max. 200 J (effizient und schont den Herzmuskel)
- ✓ Intuitive Bedienung durch audiovisuelle Anleitung
- ✓ Zwei-Tasten-Bedienung (Ein-/Aus-Taste, Schocktaste)
- ✓ Wartungsfrei. Kontinuierliche Bereitschaftsanzeige und erweiterte Selbsttestfunktion (1x wöchentlich)
- ✓ Akustische und optische Alarmmeldungen
- ✓ Integrierter Datenspeicher (90 Min.) zur Ereignisdokumentation
- ✓ Gemäß AHA-/ERC-Leitlinien, Elektroschockabgabe für
 - Erwachsene und Kinder > 8 J. und > 25 kg: 150 J, 150 J, 200 J
 - Kleinkinder < 8 J. und < 25 kg: 50 J, 50 J, 50 J



Kostenlose Zusatzleistungen

- ✓ Defibrillator (AED) Online-Schulung mit Zertifikat
- ✓ Optional: Defibrillator Live-Schulung mit Zoom (kostenpflichtig)
- ✓ Notfallset mit Kleiderschere, Rasierer, Trockentuch und Handschuhen
- ✓ Notfallhelfer-Faltblatt
- ✓ Standortregistrierung auf der globalen CISALI Notfall-App (= Bürger retten Leben)
- ✓ Erinnerungsservice vor Ablauf von Haltbarkeitsdaten oder anderen Fristen
- ✓ Teilnahmemöglichkeit am Forward Hearts Programm

